




Mikroscheren-Flachgriff, gedrehter Schluß
Microscissors-Flat Handle, streamlined

Microscheren, Griff 11mm gerade, versch. Blattlängen Microscissors Handle 11mm, straight, different lengths		Art-No. Adventitia	Art.No. Batt gezahnt serrated blade
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 120 mm		RI.412610-12-V	RI.412810-12-V
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 150 mm		RI.412610-15-V	RI.412810-15-V
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 120 mm		RI.412612-12	RI.412812-12
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 150 mm		RI.412612-15	RI.412812-15
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 180 mm		RI.412612-18	RI.412812-18
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 120 mm		RI.412614-12	RI.412814-12
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 150 mm		RI.412614-15	RI.412814-15
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 180 mm		RI.412614-18	RI.412814-18
Mikro-Schere, Blatt 18mm, , Länge 180 mm		RI.412618-18	RI.412818-18

Microscheren, Griff 11mm gebogen, versch. Blattlängen Microscissors Handle 11mm, curved, different lengths		Art-No. Dissection	Art.No. Batt gezahnt serrated blade
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 120 mm		RI.412710-12-V	RI.412910-12-V
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 150 mm		RI.412710-15-V	RI.412910-15-V
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 120 mm		RI.412712-12	RI.412912-12
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 150 mm		RI.412712-15	RI.412912-15
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 180 mm		RI.412712-18	RI.412912-18
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 120 mm		RI.412714-12	RI.412914-12
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 150 mm		RI.412714-15	RI.412914-15
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 180 mm		RI.412714-18	RI.412914-18
Mikro-Schere, Blatt 18mm, , Länge 180 mm		RI.412718-18	RI.412918-18













Biemer Venenschere, gerade Blatt 10 mm,		Art-No. Biemer- Scissor	
Mikro-Schere Biemer, Blatt 10 mm, Länge 120 mm		RI.412100-12	

Die Scherenblattlänge bezieht sich auf das Maß
von der Schraubenmitte bis zur Blattspitze.
The blade length is measured from screw to the tip.



Mikroscheren, abgewinkelt, gedrehter Schluß
Microscissors, angled, streamlined

Microscissors, Griff 11mm, abgewinkelt, m. Kugel, gedrehter Schluß Microscissors Handle 11mm, angled, streamlined		Art.No. Classic-Line Flachgriff Flat-Handle	Art.No. Classic-Line Rundgriff Round-Handle
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 25° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411225-18K RI.411225-21K	RI.418225-18K RI.418225-21K
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 45° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411245-18K RI.411245-21K	RI.418245-18K RI.418245-21K
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 60° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411260-18K RI.411260-21K	RI.418260-18K RI.418260-21K
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 90° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411225-18K RI.411225-21K	RI.418225-18K RI.418225-21K
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 125° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.4112125-18K RI.4112125-21K	RI.4182125-18K RI.4182125-21K


Microscissors, Griff 11mm, abgewinkelt, ohne Kugel, gedrehter Schluß Microscissors Handle 11mm, angled, streamlined		Art.No. Classic-Line Flachgriff Flat-Handle	Art.No. Classic-Line Rundgriff Round-Handle
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 25° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411225-18 RI.411225-21	RI.418225-18 RI.418225-21
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 45° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411245-18 RI.411245-21	RI.418245-18 RI.418245-21
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 60° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411260-18 RI.411260-21	RI.418260-18 RI.418260-21
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 90° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.411225-18 RI.411225-21	RI.418225-18 RI.418225-21
Federschere, 11 mm, Flachgriff, mit Kugel, 125° abgewinkelt, Scherenblatt 14 mm, spitz, wahlweise in 180 mm oder 210 mm Länge		RI.4112125-18 RI.4112125-21	RI.4182125-18 RI.4182125-21

Die Scherenblattlänge bezieht sich auf das Maß von der Schraubenmitte bis zur Blattspitze.
The blade length is measured from screw to the tip.






Mikroscheren-Rundgriff, gedrehter Schluß
Microscissors-Round Handle, Streamlined

Microscheren, Griff Ø 8mm gerade, versch. Blattlängen Microscissors Handle Ø 8mm, straight, different lengths		Art-No. Adventitia	Art.No. Batt gezahnt serrated blade
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 120 mm		RI.418610-12V	RI.418810-12V
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 150 mm		RI.418610-15V	RI.418810-15V
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 120 mm		RI.418612-12	RI.418812-12
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 150 mm		RI.418612-15	RI.418812-15
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 180 mm		RI.418612-18	RI.418812-18
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 120 mm		RI.418614-12	RI.418814-12
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 150 mm		RI.418614-15	RI.418814-15
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 180 mm		RI.418614-18	RI.418814-18
Mikro-Schere, Blatt 18mm, , Länge 180 mm		RI.418618-18	RI.418818-18

Microscheren, Griff Ø 8 mm gebogen, versch. Blattlängen Microscissors Handle Ø 8 mm, curved, different lengths		Art-No. Dissection	Art.No. Batt gezahnt serrated blade
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 120 mm		RI.418710-12V	RI.418910-12V
Mikro-Schere, Blatt 10mm, Vannas, Länge 150 mm		RI.418710-15V	RI.418910-15V
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 120 mm		RI.418712-12	RI.418912-12
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 150 mm		RI.418712-15	RI.418912-15
Mikro-Schere, Blatt 12mm, , Länge 180 mm		RI.418712-18	RI.418912-18
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 120 mm		RI.418714-12	RI.418914-12
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 150 mm		RI.418714-15	RI.418914-15
Mikro-Schere, Blatt 14mm, , Länge 180 mm		RI.418714-18	RI.418914-18
Mikro-Schere, Blatt 18mm, , Länge 180 mm		RI.418718-18	RI.418918-18



Biemer Venenschere, gerade Blatt 10 mm		Art-No. Biemer- Scissor	
Mikro-Schere Biemer, Blatt 10 mm, Länge 120 mm		RI.418100-12G	

Die Scherenblattlänge bezieht sich auf das Maß
von der Schraubenmitte bis zur Blattspitze.
The blade length is measured from screw to the tip.



Gefäßdilatoren mit Flachgriff
Vessel-Dilators-Flat Handle

Dilatator, Spitze hochglanzpoliert, Griff 9mm Dilator, tip high gloss polished , Handle 9mm	Vessel	Art-No.	
		Classic- Linie	Classic- Line
Dilatator, abgewinkelt 10°, Spitze 0,3 mm x 4 mm, Länge 110mm			RI.456603-11
Dilatator, abgewinkelt 10°, Spitze 0,2 mm x 8 mm, Länge 110mm			RI.456602-11
Dilatator, abgewinkelt 10°, Spitze 0,1 mm x 8 mm, Länge 110mm			RI.456601-11



Dilatator, Spitze hochglanzpoliert, Griff 9mm Dilator, tip high gloss polished , Handle 9mm	Vessel	Art-No.	
		Classic- Linie	Classic- Line
Dilatator gerade, Spitze 0,3 mm x 4 mm, Länge 110 mm			RI.456703-11
Dilatator gerade, Spitze 0,3 mm x 4 mm, Länge 130 mm			RI.456703-13
Dilatator gerade, Spitze 0,3 mm x 4 mm, Länge 180 mm			RI.456703-18
Dilatator gerade, Spitze 0,2 mm x 8 mm, Länge 130 mm			RI.456702-13
Dilatator gerade, Spitze 0,2 mm x 8 mm, Länge 180 mm			RI.456702-18
Dilatator gerade, Spitze 0,1 mm x 8 mm, Länge 180 mm			RI.456701-18
Dilatator gebogen, Spitze 0,2 mm x 8 mm, Länge 130 mm			RI.456602-13
Dilatator gebogen, Spitze 0,2 mm x 8 mm, Länge 180 mm			RI.456602-18
Dilatator abgewinkelt 45°, Spitze 0,2 mm x 4 mm, Länge 130 mm			RI.456602-13A
Dilatator abgewinkelt 45°, Spitze 0,2 mm x 4 mm, Länge 180 mm			RI.456602-18A
Dilatator gerade, Spitze 0,2 x 8 mm, 7 mm Griffbreite , Länge 130 mm			RI.456702-13-7



Dilatator, Griffbreite 11 mm, Länge 150 mm, mit Führungstift 2 mm Vessel Dilator, Handle 11mm	Art-No.	
	Balance- Linie	Balance- Line
Dilatator, Griffbreite 11 mm, Spitze 0,3 x 5 mm, Länge 150 mm		RI.454753-15
Dilatator, Griffbreite 11 mm, Spitze 0,2 x 5 mm, Länge 150 mm		RI.454752-15
Dilatator, Griffbreite 11 mm, Spitze 0,1 x 5 mm, Länge 150 mm		RI.454751-15

Gefäßdilatoren sind speziell entwickelte Pinzetten mit verlängerten, parallelen, hochglanzpolierten Spitzen. Dilatoren werden für besonders schonende Gefässerweiterungen verwendet. Durch die Kugelform der Spitzen wird der Dilatationsdruck gleichmässig und kontrollierbar verteilt.

Vascular dilators are forceps with prolonged, parallel, high gloss polished tips. Dilators are used for vascular dilatation.

The ball shaped tips help to equally distribute the dilatation pressure



Pinzetten-Flachgriff
Forceps-Flat Handle

Mikro-Pinzette, Spitze glatt, Griff 9mm Micro-Forceps, tip smooth, Handle 9mm	Art.No. Classic- Linie Classic-Line	Art.No. diamantiert diamond-coated	Art.No. Fadenplatte Plateau	Art.No. Fadenplatte diam. Plateau diamond-coated
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 110mm	RI.456403-11	RI.D456403-11	RI.458403-11	RI.D458403-11
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 110 mm	RI.456503-11	RI.D456503-11	RI.458503-11	RI.D458503-11
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 110mm	RI.456401-11			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.456403-13	RI.D456403-13	RI.458403-13	RI.D458403-13
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.456503-13	RI.D456503-13	RI.458503-13	RI.D458503-13
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 130mm	RI.456401-13			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.456403-15	RI.D456403-15	RI.458403-15	RI.D458403-15
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.456503-15	RI.D456503-15	RI.458503-15	RI.D458503-15
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 150mm	RI.456401-15			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.456403-18	RI.D456403-18	RI.458403-18	RI.D458403-18
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.456503-18	RI.D456503-18	RI.458503-18	RI.D458503-18
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 180mm	RI.456401-18			
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 130mm	RI.456806-13			
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 150mm	RI.456806-15			



Pinzetten-Flachgriff
Forceps-Flat Handle

Mikro-Pinzette, Spitze 45 ° abgewinkelt, Griff 9mm	Art.No. Classic- Linie Classic-Line	Art.No. diamantiert diamond-coated	Art.No. Balance	Art.No. Fadenplatte Plateau
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,1mm Länge 110mm	RI.456503-11A	RI.D456503-11A	RI.456503-11AB	
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 130mm	RI.456503-13A	RI.D456503-13A	RI.456503-13AB	RI.458503-13A
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 150mm	RI.456503-15A	RI.D456503-15A	RI.456503-15AB	
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 180mm	RI.456503-18A	RI.D456503-18A	RI.456503-18AB	



Pinzetten-Flachgriff
Forceps-Flat Handle

Mikro-Pinzette, Spitze glatt, Griff 9mm Micro-Forceps, tip smooth, Handle 9mm	Art.No. Classic- Linie Classic-Line	Art.No. diamantiert diamond-coated	Art.No. Fadenplatte Plateau	Art.No. Fadenplatte diam. Plateau diamond-coated
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 110mm	RI.456403-11	RI.D456403-11	RI.458403-11	RI.D458403-11
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 110 mm	RI.456503-11	RI.D456503-11	RI.458503-11	RI.D458503-11
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 110mm	RI.456401-11			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.456403-13	RI.D456403-13	RI.458403-13	RI.D458403-13
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.456503-13	RI.D456503-13	RI.458503-13	RI.D458503-13
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 130mm	RI.456401-13			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.456403-15	RI.D456403-15	RI.458403-15	RI.D458403-15
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.456503-15	RI.D456503-15	RI.458503-15	RI.D458503-15
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 150mm	RI.456401-15			
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.456403-18	RI.D456403-18	RI.458403-18	RI.D458403-18
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.456503-18	RI.D456503-18	RI.458503-18	RI.D458503-18
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 180mm	RI.456401-18			
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 130mm	RI.456806-13			
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 150mm	RI.456806-15			




Pinzetten-Flachgriff
Forceps-Flat Handle

Mikro-Pinzette, Spitze 45 ° abgewinkelt, Griff 9mm	Art.No. Classic- Linie Classic-Line	Art.No. diamantiert diamond-coated	Art.No. Balance	Art.No. Fadenplatte Plateau
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,1mm Länge 110mm	RI.456503-11-A	RI.D456503-11A	RI.456503-11AB	
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 130mm	RI.456503-13-A	RI.D456503-13A	RI.456503-13AB	RI.458503-13A
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 150mm	RI.456503-15-A	RI.D456503-15A	RI.456503-15AB	
Pinzette, 45° abgew., Spitze 0,3mm Länge 180mm	RI.456503-18-A	RI.D456503-18A	RI.456503-18AB	




Pinzetten-Rundgriff Ø 8mm
Forceps-Round Handle Ø 8mm


Mikro-Pinzette, Spitze glatt, Griff Ø 8 mm Micro-Forceps, tip smooth, Handle Ø 8mm	Art-No. Classic- Linie Classic-Line	Art.No. diamantiert diamond- coated	Art.No. Fadenplatte Plateau	Art.No. Fadenplatte diam. Plateau diamond-c.	Art-No. Balance - Linie Balance - Line
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 120mm	RI.451403-12	RI.D451403-12	RI.451403-12P	RI.D458403-12P	
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 120 mm	RI.451503-12	RI.D451503-12	RI.451503-12P	RI.D458503-12P	
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 120mm	RI.451401-12				
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.451403-13	RI.D451403-13	RI.451403-13P	RI.D458403-13P	
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 130mm	RI.451503-13	RI.D451503-13	RI.451503-13P	RI.D458503-13P	
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 130mm	RI.451401-13				
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.451403-15	RI.D451403-15	RI.451403-15P	RI.D458403-15P	RI.453403-15
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 150mm	RI.451503-15	RI.D451503-15	RI.451503-15P	RI.D458503-15P	RI.453503-15
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 150mm	RI.451401-15				RI.453401-15
Pinzette gerade, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.451403-18	RI.D451403-18	RI.451403-18P	RI.D458403-18P	RI.453403-18
Pinzette gebogen, Spitze 0,3mm, Länge 180mm	RI.451503-18	RI.D451503-18	RI.451503-18P	RI.D458503-18P	RI.453503-18
Pinzette gerade, Spitze 0,1mm, Länge 180mm	RI.451401-18				RI.453401-18
Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 120mm	RI.452403-12	RI.DD452403-12	RI.452403-12P	RI.D452403-12P	
Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 150mm	RI.452403-15	RI.D452403-15	RI.452403-15P	RI.D452403-15P	RI.453403-15
Pinzette, gerade, 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 180mm	RI.452403-18	RI.D452403-18	RI.452403-18P	RI.D452403-18P	RI.453403-18
Pinzette, geb., 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 120mm	RI.452503-12	RI.D452503-12	RI.452503-12P	RI.D452503-12P	
Pinzette, geb., 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 150mm	RI.452503-15	RI.D452503-15	RI.452503-15P	RI.D452503-15P	RI.453503-15
Pinzette, geb., 1x2 Zähne, Spitze 0,3mm, 180mm	RI.452503-18	RI.D452503-18	RI.452503-18P	RI.D452403-12P	RI.453503-18
Pinzette, gerade, Atrauma Spitze 1 mm, 150mm	RI.451310-15	RI.D451310-15	RI.451310-15P	RI.D451310-15P	RI.453310-15
Pinzette, gerade, Atrauma Spitze 1 mm, 180mm	RI.451310-18	RI.D451310-18	RI.451310-18P	RI.D451310-18P	RI.453310-18
Pinzette, gerade, Atrauma Spitze 1 mm, 210mm	RI.451310-21	RI.D451310-21	RI.451310-19P	RI.D451310-19P	RI.453310-21
Pinzette, gebogen, Atrauma Spitze 1 mm, 150mm	RI.451910-15	RI.D451910-15	RI.451310-20P	RI.D451310-20P	RI.453910-15
Pinzette, gebogen, Atrauma Spitze 1 mm, 180mm	RI.451910-18	RI.D451910-18	RI.451310-21P	RI.D451310-21P	RI.453910-18
Pinzette, gebogen, Atrauma Spitze 1 mm, 210mm	RI.451910-21	RI.D451910-21	RI.451310-22P	RI.D451310-22P	RI.453910-21
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,3mm/5mm, 150 mm	RI.451703-15				RI.453703-15
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,3mm/5mm, 180 mm	RI.451703-18				RI.453703-18
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,2mm/5mm, 150 mm	RI.451702-15				RI.453702-15
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,2mm/5mm, 180 mm	RI.451702-18				RI.453702-18
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,1mm/5mm, 150 mm	RI.451701-15				RI.453701-15
Pinzette, gerade, Dilatator, 0,1mm/5mm, 180 mm	RI.451701-18				RI.453701-18
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 130mm	RI.451806-13				RI.451806-13
Pinzette gerade, Pierce-Spitze Länge 150mm	RI.451806-15				RI.451806-15
Pinzette mit Ring, 0,8 x 0,4mm, glatt, 150 mm	RI.450104-15	RI.D450104-15			RI.450104-15B
Pinzette mit Ring, 0,8 x 0,4mm, glatt, 180 mm	RI.450104-18	RI.D450104-18			RI.450104-18B
Pinzette mit Ring, 1,0 x 0,5mm, glatt, 150 mm	RI.450105-15	RI.D450105-15			RI.450105-15B
Pinzette mit Ring, 1,0 x 0,5mm, glatt 180 mm	RI.450105-18	RI.D450105-18			RI.450105-18B




Nadelhalter-Flachgriff
Needle-Holders-Flat Handle


Nadelhalter, Maul glatt, Griff 11mm , gerade, o. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle 11mm, straight, without look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.462402-12	RI.D462402-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.462402-15	RI.D462402-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.462402-18	RI.D462402-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.462404-12	RI.D462404-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.462404-15	RI.D462404-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.462404-18	RI.D462404-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.462406-12	RI.D462406-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.462406-15	RI.D462406-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.462406-18	RI.D462406-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.462408-12	RI.D462408-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.462408-15	RI.D462408-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.462408-18	RI.D462408-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.462410-12	RI.D462410-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.462410-15	RI.D462410-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.462410-18	RI.D462410-18

Nadelhalter, Maul glatt, Griff 11mm , gebogen, o. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle 11mm, curved, without look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond- coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.462502-12	RI.D462502-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.462502-15	RI.D462502-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.462502-18	RI.D462502-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.462504-12	RI.D462504-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.462504-15	RI.D462504-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.462504-18	RI.D462504-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.462506-12	RI.D462506-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.462506-15	RI.D462506-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.462506-18	RI.D462506-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.462508-12	RI.D462508-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.462508-15	RI.D462508-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.462508-18	RI.D462508-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.462510-12	RI.D462510-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.462510-15	RI.D462510-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.462510-18	RI.D462510-18





Nadelhalter-Flachgriff, gedrehter Schluß
Needle-Holders-Flat Handle, streamlined

Nadelhalter, Maul glatt, Griff 11mm gerade, mit Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle 11mm, curved, with look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.462802-12	RI.D462802-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.462802-15	RI.D462802-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.462802-18	RI.D462802-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.462804-12	RI.D462804-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.462804-15	RI.D462804-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.462804-18	RI.D462804-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.462806-12	RI.D462806-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.462806-15	RI.D462806-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.462806-18	RI.D462806-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.462808-12	RI.D462808-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.462808-15	RI.D462808-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.462808-18	RI.D462808-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.462810-12	RI.D462810-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.462810-15	RI.D462810-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.462810-18	RI.D462810-18

Nadelhalter, Maul glatt, Griff 11mm gebogen mit Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle 11mm, curved, with look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.462902-12	RI.D462902-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.462902-15	RI.D462902-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.462902-18	RI.D462902-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.462904-12	RI.D462904-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.462904-15	RI.D462904-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.462904-18	RI.D462904-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.462906-12	RI.D462906-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.462906-15	RI.D462906-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.462906-18	RI.D462906-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.462908-12	RI.D462908-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.462908-15	RI.D462908-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.462908-18	RI.D462908-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.462910-12	RI.D462910-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.462910-15	RI.D462910-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.462910-18	RI.D462910-18





Nadelhalter-Rundgriff, gedrehter Schluß
Needle-Holder-Round Handle, streamlined

Nadelhalter, Maul glatt, Griff Ø 8mm , gerade, o. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle Ø 8 mm, straight, without look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.469402-12	RI.D469402-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.469402-15	RI.D469402-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.469402-18	RI.D469402-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.469404-12	RI.D469404-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.469404-15	RI.D469404-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.469404-18	RI.D469404-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.469406-12	RI.D469406-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.469406-15	RI.D469406-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.469406-18	RI.D469406-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.469408-12	RI.D469408-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.469408-15	RI.D469408-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.469408-18	RI.D469408-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.469410-12	RI.D469410-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.469410-15	RI.D469410-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.469410-18	RI.D469410-18
Nadelhalter, Maul glatt, GriffØ 8mm , gebogen, o. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle Ø 8mm, curved, without look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.469502-12	RI.D469502-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.469502-15	RI.D469502-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.469502-18	RI.D469502-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.469504-12	RI.D469504-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.469504-15	RI.D469504-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.469504-18	RI.D469504-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.469506-12	RI.D469506-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.469506-15	RI.D469506-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.469506-18	RI.D469506-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.469508-12	RI.D469508-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.469508-15	RI.D469508-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.469508-18	RI.D469508-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.469510-12	RI.D469510-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.469510-15	RI.D469510-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.469510-18	RI.D469510-18



Nadelhalter-Rundgriff, gedrehter Schluß
Needle-Holders-Round Handle, streamlined

Nadelhalter, Maul glatt, Griff Ø 8mm , gerade, m. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle Ø 8 mm, straight, with look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond-coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.469802-12	RI.D469802-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.469802-15	RI.D469802-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.469802-18	RI.D469802-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.469804-12	RI.D469804-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.469804-15	RI.D469804-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.469804-18	RI.D469804-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.469806-12	RI.D469806-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.469806-15	RI.D469806-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.469806-18	RI.D469806-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.469808-12	RI.D469808-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.469808-15	RI.D469808-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.469808-18	RI.D469808-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.469810-12	RI.D469810-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.469810-15	RI.D469810-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.469810-18	RI.D469810-18

Nadelhalter, Maul glatt, GriffØ 8mm, gebogen, m. Schloss Needle-Holder, tip smooth, Handle Ø 8mm, curved, with look		Art-No. Classic- Linie Classic- Line	Art.No. diamantiert diamond- coated
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 120 mm		RI.469902-12	RI.D469902-12
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 150 mm		RI.469902-15	RI.D469902-15
Nadelhalter, Spitze 0,2mm, Länge 180 mm		RI.469902-18	RI.D469902-18
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 120 mm		RI.469904-12	RI.D469904-12
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 150 mm		RI.469904-15	RI.D469904-15
Nadelhalter, Spitze 0,4mm, Länge 180 mm		RI.469904-18	RI.D469904-18
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 120 mm		RI.469906-12	RI.D469906-12
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 150 mm		RI.469906-15	RI.D469906-15
Nadelhalter, Spitze 0,6mm, Länge 180 mm		RI.469906-18	RI.D469906-18
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 120 mm		RI.469908-12	RI.D469908-12
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 150 mm		RI.469908-15	RI.D469908-15
Nadelhalter, Spitze 0,8mm, Länge 180 mm		RI.469908-18	RI.D469908-18
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 120 mm		RI.469910-12	RI.D469910-12
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 150 mm		RI.469910-15	RI.D469910-15
Nadelhalter, Spitze 1,0mm, Länge 180 mm		RI.469910-18	RI.D469910-18