




## PRÄZISION IN PERFEKTION

### Gracilis®-Pinzetten mit dem neuen GRS® - Haltesystem\*



Unser neues **GRS®-Führungs- und Haltesystem\*** ermöglicht ein sicheres Festhalten von kleinsten Gewebeteilchen ohne dass sich die fein ausgebildeten Pinzettenspitzen während des Einsatzes auseinander bewegen oder sich überkreuzen.



Das neue **GRS®-Führungs- und Haltesystem\*** ist so ausgelegt, dass die eingearbeiteten Führungsschienen auch als Stoppfunktion ausgebildet sind und somit ein Öffnen der Spitzen mittels zu starken Druckes zuverlässig verhindert wird.

\* Schutzrechte angemeldet

### Gracilis®-Mikro-Instrumente in Ausführung **SUPERFINE**

Zur besseren Erkennung von **SUPERFINE**-Instrumenten sind die Enden der Pinzetten und die Federn der Nadelhalter und Scheren mit unserer neuen **CERAFINE®**-Beschichtung zusätzlich bronzefarbig beschichtet.



*0,1 mm Pinzettenspitzen mit CERAFINE®-Beschichtung schwarz/ bronze*



*0,2 mm Nadelhalter mit CERAFINE®-Beschichtung schwarz/ bronze*



*Federschere SUPERFINE-Blatt mit CERAFINE®-Beschichtung schwarz/ bronze*

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.redam-instrumente.de/pinzetten-gracilis.html](http://www.redam-instrumente.de/pinzetten-gracilis.html)