

Gracilis- Löffelpinzette

NEUES
PRODUKT



Feine, aber kräftige Löffelpinzette zum sicheren Fassen von Knochenfragmenten bei Resektionsarthroplastiken im Handwurzelbereich sowie zur Reposition von Frakturen.

Durch die spezielle Form der Pinzettenspitze mit starken Zähnen im Frontbereich und seitlicher Mikroverzahnung werden auch kleinste Strukturen sicher gefasst. Die mittige Vertiefung umschließt die Fragmente zur Stabilisierung des Griffs.

Die schlank gehaltenen Branchen des ergonomisch geformten Arbeitsteils ermöglichen eine störungsfreie Sicht im OP-Situs.



Art.Nr.		Maulteil	Länge
RI.454400-12G	Löffelpinzette gerade	2,5 x 5,5 mm	120 mm

Rundgriff Ø 8mm im bewährten Gracilis-Design